

SANISPRAY

**BAG IN BOX
SYSTEM**

ALCOHOL EN SPRAY ANTISÉPTICO PARA MANOS.

Cartucho bag in box para utilizar en dispensers.

Antiséptico para manos a base de alcohol, de uso directo, no necesita enjuague. Especialmente formulado para uso frecuente. Presenta acción comprobada contra: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis y Candida albicans.

Ideal para sectores de: Salud, Procesamiento de Alimentos, Industrias, Oficinas y otras áreas donde se requieran altos estándares de higiene.

Producto listo para usar.

Validez: 2 años.

PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS.

Cuidado, inflamable! Mantenga lejos del fuego y de superficies calientes. Este producto no está formulado para su uso en niños. No aplicar sobre la piel irritada o dañada. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de irritación suspenda su uso y consulte al médico. No ingerir.

En caso de ingestión no provoque el vómito y consulte inmediatamente al:

0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.

(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.

(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.

o a su médico llevando el envase o rótulo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para introducir el box dentro del dispenser:

- 1 Abra la tapa del dispenser.
- 2 Corte y retire la lengüeta del box y extraiga del interior la válvula.
- 3 Estire la válvula hacia abajo, hasta que la tuerca blanca quede asegurada en el dispenser. Es normal que caigan algunas gotas del producto en el proceso.
- 4 Cierre la tapa. Según el modelo de dispenser, puede que deba colocar adentro sólo el pouch (sin el box).

Para usar:

- 1 Aplicar SANISPRAY y frotar en las manos esparciendo el producto sobre la palma y el dorso, entre los dedos alrededor de las uñas y/o antebrazos.
- 2 Sin enjuague o secado. Uso externo.
- 3 Descarte el pouch una vez terminado el contenido y reponga por uno nuevo.

COMPOSICIÓN: Water - Alcohol - Isopropyl Alcohol - Sodium Lactate - Lactic Acid - Hydroxy Propylcellulose.

LEGAJO 2802 RES. 155/98



ANMAT LEGAJO 2802 RES. 155/98

CONT. NETO	PRESENTACIÓN	PCS / CAJA	SKU	EAN
800 ml.	Bag in box	6 unid.	QUITDF302061000	

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P.S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel (+5411) 4772-5400 / 5700

info@casathames.com

casathames.com