

# SANIFOAM

## ESPUMA ANTIBACTERIAL PARA MANOS

### Mata el 99,99% de gérmenes y bacterias.

Desarrollado para la sanitización instantánea de las manos.

Elimina 99,99% de los microorganismos: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aspergillus brasiliensis y Candida albicans.

La espuma de la imagen se obtiene exclusivamente usando el envase original que incluye la válvula generadora de espuma.

**Sin enjuague o secado. Sin acción terapéutica. Uso externo.**

**Producto listo para usar.**

**Validez: 2 años.**

## INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar SANIFOAM en las manos esparciendo el producto sobre la palma y el dorso, entre los dedos, alrededor de las uñas y/o antebrazos.

## PRECAUCIONES:

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  
Este producto no está formulado para su uso en niños.

Evite el contacto con los ojos.

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua.

No aplicar sobre la piel irritada o dañada. En caso de irritación suspenda su uso y consulte al médico.

No ingerir. En caso de ingestión accidental comunicarse al:

0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES.

(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS.

(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.

**COMPOSICIÓN:** Water - Alcohol - Isopropyl Alcohol - Cocamine Oxide - Benzalkonium Chloride - Cocamidopropyl Betaine - Glycerin - Methylchloroisothiazolinone - Methylisothiazolinone



ANMAT E.E. N° 2020-36920242. LEGAJO 2802 RES. 155/98

| CONT. NETO | PRESENTACIÓN       | PCS / CAJA | SKU             | EAN           |
|------------|--------------------|------------|-----------------|---------------|
| 500 ml.    | Bomba dosificadora | 12 unid.   | QUISFEB30250001 | 7798188650911 |
| 1 litro.   | Botella tapa rosca | 12 unid.   | QUITDF302050001 | 7798188651000 |

## CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR:

C.L.P. S.R.L

Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700

info@casathames.com

casathames.com